

Product Model: NK-1019
Bath Lift User Manual
Manual de usuario del elevador de baño
Manuel d'utilisation de l'élévateur de bain



1. Installation and usage

- Installation and use environment confirmation

Please check the parts for damage and defects before use. Only use it if you are sure that there are no damaged or missing parts.

As shown below:




Parts included

- ① Hand control/charger
- ② Set of Wingbacks (Only helps as an aid and does not weight please **DO NOT APPLY FORCE ON WINGBACKS**)
- ③ Backrest (including linear actuator and back pad)④ Base (cushion and 6 suction cups)
- ⑤ Instruction manual


Please take out the back part of the chair and the seat part, and install the back to the seat. You can See the following figure for details.

Installation process;


① Align the backrest hook with the base guide bar.




② Press the hooks on each side of the backrest to connect them to the base.



③ Complete the installation of the backrest and the base.



④ Click on raising green sign (Pg.2 Hand Control #1) on the remote control provided in the package and make sure the top clevis of the actuator is connected




A connection is successfully made when:

- 1. Roller slowly approaches to the ground and hits the stop (Green box)
- 2. Feel a slight shake on the product

Picture attached should be the visual of the connection


Hand control



- ① Upper triangle button: Up button - controls the rise of the bath chair
- ② Lower triangular button: Down button - controls the descent of the bath chair
- ③ Round button: Emergency stop button - control the bath chair emergency stop, and no longer descend, if you need to descend need to first press the up button and then press the down piece to descend this will **only be used when; Upper and Lower button suddenly disables and stops functioning**
- ④ Indicator light: shows the working status of the shower chair

• Start use

- (1) First, please open the back of the bath lift, and plug the hand control with the female plug on the back.



- (2) Let the bath lift rise until the sides of the side plate lean smoothly against both sides of the bathtub;
- (3) With your back to the bathtub, sit on the outside side plate;
- (4) Maintain the above position and move the hips to the middle of the seat of the bath lift;
- (5) Put both feet into the bathtub;
- (6) Once you are in the bathtub comfortably, use the hand control down button to drop to your desired position. Keep hands and feet safe during the process;
- (7) If the down button is kept pressed, the bath lift will stop at the lowest point;
- (8) If conditions permit, have the user operate the hand control rather than the assistant. This will make the user feel more comfortable and will reduce the danger;

2. Product description

The bath lifter is designed to assist users with limited mobility to enter and leave the bathing space more easily and conveniently at home, making the bathing easier and more enjoyable. NK-1019 bath lifter fully considers the specifications of the common bathtub, so that it can be easily positioned in any standard bathtub (some non-standard or specially customized bathtubs may not be suitable). NK-1019 bath lifter is equipped with 6 suction cups at the bottom, which makes its positioning more stable and has a good anti-slip effect.

NK-1019 bath lifter is completely powered by batteries, and does not need external electrical transmission lines, so it is convenient and reliable to use; the bath lifter, except the charger, is of water-proof. You can also lift and lower the bath chair during bathing.

The NK-1019 bath lifter uses modular design, the back and the seat can be folded and disassembled, and automatically locked on the seat base when the bath lifter is raised, which can prevent the back of the chair from tilting accidentally; intelligent protection control can ensure that the hand control can lower the bath lifter when the power is insufficient.

In this user manual, you will get all the information about the NK-1019 bath lifter, including usage, storage, etc.



 **Matters needing attention**

- (1) Please use the matching charger to charge;
- (2) When charging, **keep away** from moisture, extreme temperature, debris and etc.;
- (3) The remote control is assigned with three standard colors as indicator lights. In normal use, the green light indicates that the power is sufficient, the blue light indicates that the power is insufficient, and reminds to charge. When the red light is on, it indicates that the power is seriously insufficient and needs to be charged immediately to prevent sudden power failure during the use of product.
- (5) Under normal charging conditions, the indicator light of the charger will remain red, and when the battery is fully charged, the indicator light will alter into green; the estimating charging time is about 2.5 hours.
- (6) The charger is designed for charging the hand control and **cannot** be used for other purposes;
- (7) The battery is built into the hand control, please do not disassemble the hand control without permission; when the bath chair is being transported, please confirm that the wires are in disconnected mode and are not in charging state; Prevent damage to the bath lifter and personnel caused by falling, collision, etc.
- (8) In the process of cleaning the hand control or the charger, please make sure that the plugs are disconnected; the charger can **only** be **cleaned with a dry cloth**
- (9) Load <308lb
- (10) No rush sitting

It must be charged before the first use

Lithium-ion batteries must not exceed 30% of their nominal capacity during transport, they must be charged for at least **12 hours** before first use. (Lighting on Remote control will appear green when bath lift is fully charged)

When not in use for a long time, the hand control needs to be disconnected from other parts and stored in an environment with low temperature, low humidity, no dust and no corrosive gas to maintain the best performance when the battery is used subsequently.

The following table shows the recommended storage time under the corresponding storage environment. After the storage time is exceeded, the battery should be put into use.



Storage time	Storage environment
1 year	10~25°C (1*), 40 ~ 70% RH (non-condensing)
3 months	0~35°C (1*), 30 ~ 75% RH (non-condensing)
1 month	-10~50°C (1*), 20 ~ 80% RH (non-condensing)

3. Appendix



Technical Specifications

Operating temperature	5-40°C
Operating humidity	Under 40°C 20%-90%
Operating air pressure	700-1060 hPa
Operating altitude	≤2000m
Storage temperature	-10-50°C
Storage humidity	20%-90%
Storage air pressure	700-1060 hPa
Charging voltage	100-240V 50/60Hz max0.8A
Battery pack	14.8V 2.2Ah
Specified load	1400N
Lowest point height	60mm±5mm
Highest point height	480mm±5mm
IP grade	IP68

Dimensions



Folded state



Maximum extend state

1 . Installation et utilisation

•Confirmation de l'environnement d'installation et d'utilisation

Veillez vérifier les pièces pour les dommages et les défauts avant d'utiliser. Utilisez-le uniquement si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou manquantes.

Comme indiqué ci-dessous:




Pièces incluses

- ① Contrôle manuel/chargeur
- ② Ensemble de dos ailes (seulement aide comme aide et ne poids pas, veuillez pas appliquer de force sur les dos ailes)
- ③ Dossier (y compris l'actionneur linéaire et le coussin arrière) ④ Base (coussin et 6 ventouses)
- ⑤ Manuel d'instruction

Veillez retirer le dos de la chaise et le siège et installer le dos sur le siège. Vous pouvez voir le tableau suivant pour plus de détails.

Procédé d'installation;


① Aligned le crochet du dossier avec la barre de guidage de base.



② Appuyez sur les crochets de chaque côté du dossier pour les connecter à la base.



③ Terminez l'installation du dossier et de la base.



. 2 ④ Cliquez sur le panneau vert de soulever (Pg Hand Control #1) sur la télécommande fournie dans l'emballage et assurez-vous que le clevis supérieur de l'actionneur est connecté




Une connexion est réussie lorsque:

- 1 . Le rouleau s'approche lentement du sol et frappe l'arrêt (boîte verte)
- 2 . Sentez un léger secouement sur le produit

L'image jointe doit être la visuelle de la connexion

Contrôle de la main



- ① Bouton triangulaire supérieur: bouton haut-contrôle le montage de la chaise de bain
- ② Bouton triangulaire inférieur: bouton de descendant-contrôle la descente de la chaise de bain
- ③ Bouton rond: bouton d'arrêt d'urgence-contrôler l'arrêt d'urgence de la chaise de bain, ne descendre plus, si vous devez descendre, devez d'abord appuyer sur le bouton haut, puis appuyer sur la pièce bas pour descendre, cela va **Ne peut être utilisé que lorsque; Les boutons supérieur et inférieur sont soudainement désactivés et arrêtés de fonctionner**
- ④ Indicateur: montre l'état de fonctionnement de la chaise de douche

•Commencer à utiliser

(1) Veuillez d'abord ouvrir l'arrière de l'ascenseur de bain et brancher le commande à la main avec la feuille femelle à l'arrière.



- (2) Laisser le bain soulever jusqu'à ce que les côtés de la plaque latérale se penchent doucement sur les deux côtés de la baignoire;
- (3) Avec le dos vers la baignoire, asseyez-vous sur la plaque latérale extérieure;
- (4) Maintenez la position ci-dessus et déplacez les hanches au milieu du siège de l'ascenseur de bain;
- (5) Mettre les deux pieds dans la baignoire;
- (6) Une fois que vous êtes confortablement dans la baignoire, utilisez le bouton de contrôle à la main pour tomber dans votre position souhaitée. Gardez les mains et les pieds en sécurité pendant le processus;
- (7) Si le bouton de descente est maintenu appuyé, le levage du bain s'arrêtera au point le plus bas;
- (8) Si les conditions le permettent, demandez à l'utilisateur d'utiliser le commande à la main plutôt que l'assistant. Cela rendra l'utilisateur plus à l'aise et réduira le danger;

2. Description du produit

Le levateur de bain est conçu pour aider les utilisateurs à mobilité limitée à entrer et à quitter l'espace de bain plus facilement et facilement à la maison, rendant le bain plus facile et agréable. Le levateur de bain NK-1019 prend pleinement en compte les spécifications de la baignoire ordinaire, de sorte qu'elle peut être facilement positionnée dans n'importe quelle baignoire standard (certaines baignoires non standard ou spécialement personnalisées ne conviennent pas). Le levateur de bain NK-1019 est équipé de 6 ventouses en bas, ce qui rend son positionnement plus stable et a un bon effet antidérapant.

L'ascenseur de bain NK-1019 est entièrement alimenté par une batterie et n'a pas besoin de lignes de transmission électrique externes, ce qui est pratique et fiable à utiliser; L'ascenseur de bain, sauf le chargeur, est étanche à l'eau. Vous pouvez également soulever et abaisser la chaise de bain pendant le bain.

Le levateur de bain NK-1019 est modulaire. Le dos et le siège peuvent être pliés et démontés. Lorsque le levateur de bain est soulevé, il est automatiquement verrouillé sur la base du siège pour empêcher le dos de la chaise de s'incliner accidentellement; Le contrôle de protection intelligent peut garantir que le contrôle de la main peut réduire la durée de vie du bain lorsque l'énergie est insuffisante.

Dans ce manuel d'utilisation, vous obtiendrez toutes les informations sur le levateur de bain NK-1019, y compris l'utilisation, le stockage, etc.



Points à attention

- (1) Veuillez utiliser le chargeur correspondant pour charger;
- (2) Lors de la charge, gardez à l'écart de l'humidité, de la température extrême, des débris, etc.;
- (3) La télécommande est attribuée à trois couleurs standard comme indicateurs. En utilisation normale, la lumière verte indique que l'alimentation est suffisante, la lumière bleue indique que l'alimentation est insuffisante et rappelle la charge. Lorsque le feu rouge s'allume, il indique que l'alimentation est gravement insuffisante et doit être chargée immédiatement
Eviter la fallière soudaine de puissance pendant l'utilisation du produit.
- (5) Dans des conditions de charge normales, le feu indicateur du chargeur restera rouge, et lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière indicatrice deviendra verte; Le temps de charge estimatif est d'environ 2,5 heures.
- (6) Le chargeur est conçu pour charger le commande manuel et ne peut pas être utilisé à d'autres fins;
- (7) La batterie est intégrée dans le commande manuel, veuillez ne pas démonter le commande manuel sans autorisation; Lorsque la chaise de bain est transportée, veuillez confirmer que les fils sont en mode déconnecté et ne sont pas en charge État; Eviter les dommages causés par des chutes, des collisions, etc. au levreur de bain et au personnel.
- (8) Au cours du nettoyage du commande manuel ou du chargeur, veuillez assurer que la prise est débranchée; C'est...
Le chargeur ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon sec
- (9) Charge < 308 livres
- (10) Pas de précipitation

It must be charged before the first use

Les batteries lithium-ion ne doivent pas dépasser 30% de leur capacité nominale pendant le transport, elles doivent être chargées pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. (Lorsque l'ascenseur de bain est pleinement chargé, l'éclairage de la télécommande apparaîtra vert)

Lorsque vous ne pouvez pas utiliser pendant longtemps, le commande manuel doit être déconnecté des autres pièces et stocker dans un environnement à basse température, basse humidité, sans poussière et sans gaz corrosif pour maintenir les meilleures performances lorsque

La batterie est utilisée par la suite.

Le tableau suivant montre le temps de stockage recommandé dans l'environnement de stockage correspondant. Après le stockage dépassant le temps, la batterie doit être mise en service.



Temps de stockage	Environnement de stockage
1 an	10 à 25 °C (1*), 40 à 70% de RH (non condensant)
3 mois	0 ~ 35 °C (1*), 30 ~ 75% de RH (non condensant)
1 mois	-10 ~ 50 °C (1*), 20 ~ 80% de RH (non condensant)

3. Annexe



Spécifications techniques

Température de fonctionnement	5-40°C
Humidité de fonctionnement sous	40°C 20% -90%
Pression d'air de fonctionnement	700-1060 hPa
Altitude de fonctionnement	≤ 2000 m
Température de stockage	-10-50°C
Humidité de stockage	20%-90%
Pression d'air de stockage	700-1060 hPa
Tension de charge	100-240V 50/60Hz max 0,8A
Pack de batterie	14.8V 2.2Ah
Charge spécifiée	1400 N
Hauteur du point minimum	60 mm ± 5 mm
Hauteur maximale du point	480 mm ± 5 mm
Classe IP	IP68

Dimensions



État plié



État de dépense maximale

1 . Instalación y uso

•Instalación y uso de confirmación del entorno

Verifique si las piezas están dañadas y defectuosas antes de usarlas. Usámelo solo si está seguro de que no hay partes dañadas o faltantes.

Como se muestra a continuación:




Piezas incluidas

- ① Control manual/cargador
- ② Conjunto de espaldas de ala (solo ayuda como ayuda y no pesa, por favor no aplique fuerza en la espalda de la ala)
- ③ Respaldo (incluido el actuador lineal y la almohadilla trasera) ④ Base (cojín y 6 ventosas)
- ⑤ Manual de instrucciones

Por favor, quite la parte trasera de la silla y la parte del asiento y instale la parte trasera en el asiento. Puede ver la siguiente imagen para obtener detalles.

Proceso de instalación;


① Alinear el gancho del respaldo con la barra de guía de base.



② Presione el gancho de cada lado del respaldo para conectarlo a la base.



③ Completa la instalación del respaldo y la base.



.2 ④ Haga clic en el letrero verde elevado (control manual PG # 1) en el control remoto proporcionado en el paquete y asegúrese de que el clevis superior del actuador esté conectado




Una conexión se hace con éxito cuando:

- 1 . El rodillo se acerca lentamente al suelo y golpea la parada (caja verde)
- 2 . Siente un ligero temblado en el producto

La imagen adjunta debe ser la visual de la conexión

Control de la mano



- ① Botón del triángulo superior: botón de arriba: controla el elevado de la silla de baño
- ② Botón triangular inferior: botón abajo para controlar la caída de la silla de baño
- ③ Botón redondo: botón de parada de emergencia-Control de la parada de emergencia de la silla de baño, ya no baja. Si necesita bajar, primero presione el botón hacia arriba y luego presione la pieza hacia abajo para bajar.
Solo cuando se utiliza Los botones superior e inferior de repente se deshabilitan y dejan de funcionar
- ④ Lámpara de indicador: muestra el estado de trabajo de la silla de ducha

●Iniciar el uso

- (1) Primero, abra la parte posterior del ascensor del baño y conecte el control manual con el enchufe hembra en la parte posterior.



- (2) Deje que el baño se eleve hasta que los lados de la placa lateral se inclinen suavemente contra los lados de la bañera;
- (3) Sentarse en la placa lateral exterior con la espalda hacia la bañera;
- (4) Mantener la posición anterior y mover las caderas al medio del asiento del elevador de baño;
- (5) Coloque ambos pies en la bañera;
- (6) Una vez que esté cómodamente en la bañera, use el botón de control manual hacia abajo para caer en la posición deseada. Mantener las manos y los pies seguros durante el proceso;
- (7) Si se presiona el botón hacia abajo, el elevador del baño se detendrá en el punto más bajo;
- (8) Si las condiciones lo permiten, el usuario opera el control manual en lugar del asistente. Esto hará que el usuario se sienta más cómodo y reducirá el peligro;

2. Descripción del producto

El elevador de baño está diseñado para ayudar a los usuarios con movilidad limitada a entrar y salir del espacio de baño de manera más fácil y conveniente en el hogar, haciendo que el baño sea más fácil y agradable. El elevador de baño NK-1019 considera completamente las especificaciones de la bañera común, por lo que puede colocarse fácilmente en cualquier bañera estándar (algunas bañeras no estándar o especialmente personalizadas pueden no ser adecuadas). El elevador de baño NK-1019 está equipado con 6 ventosas en la parte inferior, lo que hace que su posicionamiento sea más estable y tiene un buen efecto antideslizante.

El elevador de baño NK-1019 está completamente alimentado por baterías y no requiere líneas de transmisión eléctricas externas, que son convenientes y confiables de usar; El elevador de baño, excepto el cargador, es a prueba de agua. También puede levantar y bajar la silla de baño durante el baño.

El elevador de baño NK-1019 utiliza un diseño modular, la parte posterior y el asiento se pueden doblar y desmontar, y el elevador de baño se bloquea automáticamente en la base del asiento para evitar que la parte posterior de la silla se incline accidentalmente; El control de protección inteligente puede garantizar que el control manual reduzca la duración del baño cuando la energía no es suficiente.

En este manual de usuario, obtendrá toda la información sobre el elevador de baño NK-1019, incluido el uso, el almacenamiento, etc.



Cuestiones que deben tener en cuenta

- (1) Use el cargador correspondiente para cargar;
- (2) Manténgase alejado de la humedad, temperaturas extremas, desechos, etc. cuando se carga;
- (3) El control remoto se asigna a tres colores estándar como luz indicadora. En el uso normal, la luz verde indica que la energía es suficiente, la luz azul indica que la energía es insuficiente y recuerda la carga. Cuando la luz roja está encendida, indica que la energía es seriamente insuficiente y debe cargarse inmediatamente
Prevenir la falta de energía repentina durante el uso del producto
- (5) En condiciones de carga normales, la luz indicadora del cargador permanecerá roja, cuando la batería está llena de carga y la luz indicadora se convertirá en verde; El tiempo de carga estimado es de aproximadamente 2,5 horas. (6) El cargador está diseñado para cargar el control manual y no puede utilizarse para otros fines;
- (7) La batería está incorporada en el control manual, no desmonte el control manual sin permiso; Cuando se transporta la silla de baño, confirme que el cable está en modo desconectado y no está cargado
Estado; Prevenir daños al elevador del baño y al personal debido a caídas, colisiones, etc.
- (8) Asegúrese de que el enchufe esté desconectado durante el proceso de limpieza del control manual o del cargador; El de El cargador solo se puede limpiar con un paño seco
- (9) Carga < 308 libras
- (10) No prised seat

It must be charged before the first use

Las baterías de iones de litio no deben exceder el 30% de su capacidad nominal durante el transporte y deben cargarse durante al menos 12 horas antes de su primer uso. (Cuando el elevador del baño está completamente cargado, la iluminación del control remoto aparecerá verde)

Cuando no se utiliza durante mucho tiempo, el control manual debe desconectarse de otras partes y almacenarse en un ambiente de baja temperatura, baja humedad, sin polvo y sin gas corrosivo para mantener el mejor rendimiento cuando Use la batería posteriormente.

La siguiente tabla muestra el tiempo de almacenamiento recomendado en el entorno de almacenamiento correspondiente. Después de almacenar Se excede el tiempo, la batería debe ponerse en uso.


Tiempo de almacenamiento	Entorno de almacenamiento
1 año	10 ~ 25 ° C (1 *), 40 ~ 70% de RH (sin condensación)
3 meses	0 ~ 35 ° C (1 *), 30 ~ 75% de RH (no condensado)
1 mes	-10 ~ 50 ° C (1 *), 20 ~ 80% de RH (no condensado)

3. Apéndice

Especificaciones técnicas


Temperatura de funcionamiento	5-40°C
Humedad funcionamiento inferior a	40 ° C 20% -90%
Presión de aire funcionamiento	700-1060 hPa
Altitud de funcionamiento	≤ 2000 m
Temperatura de almacenamiento	-10-50°C
Humedad de almacenamiento	20% -90%
Presión de aire almacenamiento	700-1060 hPa
Voltaje de carga	100-240V 50/60Hz máximo 0.8A
Paquete de baterías	14.8V 2.2Ah
Carga especificada	1400 N
Altura del punto mínimo	60 mm ± 5 mm
Altura del punto más alta	480 mm ± 5 mm
Clase IP	IP68

Tamaño




10.6cm
7.24
pulgadas

3.81 cm
1,5 pulgadas




35.5cm
14 pulgadas

Estado plegado



29,21 cm
11.5 pulgadas

43.68
cm



41cm
14 Pulgadas

43.6
cm
17,2
pulga

Estado de gasto máximo